

AUFREISSEN

CEL+X™ RAPID

Hämostatischer Z-Falz-Verbandmull

Ein Mullstreifen 1,5 m x 7,6 cm

Vorgesehene Nutzung: Zur Verwendung durch geschulte Notfallhelfer in der präklinischen Umgebung zur vorübergehenden Behandlung von lebensbedrohlichen Blutungen.

Patientenzielgruppe: Erwachsene und Kinder, außer Neugeborene und Säuglinge.

ZUR TEMPORÄREN EXTERNEN VERWENDUNG



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Einzelnes Sterilbarriersystem



Medizinprodukt



Gebrauchsanweisung auf der Rückseite



AUFREISSEN

AUFREISSEN

AUFREISSEN

AUFREISSEN

Gebrauchsanweisung:



1 Reißen Sie die Verpackung auf. Stellen Sie vor dem Anlegen des Verbands die Ausgangsstelle der Blutung fest und üben Sie direkten Druck auf diese Stelle aus. Entfernen Sie dann gegebenenfalls überschüssiges Blut. Entnehmen Sie Celox Rapid und fassen Sie ein Ende des Z-gefalteten Verbandmulls.



2 Pressen Sie die sich entfaltende Celox Rapid direkt auf die Ausgangsstelle der Blutung. Tamponieren Sie die verbleibende Wunde mit Celox-Verbandmull oder Standardmull bis über Hautniveau.



3 Falls die Blutung anhält, pressen Sie den Verbandmull FEST eine Minute bzw. bis die Blutung gestoppt ist direkt auf die Wunde.



4 Überschüssiges Celox Rapid kann bei Bedarf zerrissen oder zerschnitten werden. Verbinden Sie die Wunde und verknoten Sie den Verband über der Wunde, um den Druck auf die Wunde aufrechtzuerhalten.

5 Entsorgen Sie restliches Celox Rapid entsprechend den örtlichen Standardvorschriften für biologische Abfälle.

6 Bringen Sie den Patienten so schnell wie möglich in eine medizinische Einrichtung.

7 Zeigen Sie dem medizinischen Personal die leere Packung.



Medtrade Products Ltd, Electra House, Crewe Business Park, Crewe, CW1 6GL, UK. www.celoxmedical.com



Obelis S.A., Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium



EU importer: MedEnvoy, Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123, AM 2595 The Hague, The Netherlands



FG08839121
Bildmaterial-Ref.: MTP-22-2412
Ausgabedatum: 11. Mai 2021

HINWEIS FÜR DAS PERSONAL DER MEDIZINISCHEN EINRICHTUNG:

- Celox Rapid Verbandmull sowie alle losen Granulat Körner von der Oberfläche der Wunde entfernen.
- Spülen Sie die gesamte Wundfläche vollständig mit steriler Kochsalzlösung.
- Mit normaler Spülung und/oder Absaugung fortfahren.
- Stellen Sie sicher, dass das gesamte Produkt vor Beginn der Wundbehandlung von der Wunde entfernt wird.
- Entsorgen Sie den entfernten Celox Rapid und die Rückstände gemäß den örtlichen Standardvorschriften für biologischen Abfall.

Anwendungsdauer: Das Medizinprodukt und seine Reste sollten innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung aus der Wunde entfernt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verschlucken ein Glas Wasser trinken, um Beschwerden zu vermeiden. Der Verlust der Sterilität stellt ein potenzielles Infektionsrisiko dar. Nicht erneut sterilisieren. Einatmen vermeiden. Nicht auf den Augen anwenden. Beim Auftreten einer Augenreizung spülen Sie die Augen 5 Minuten lang mit Wasser. Von Kindern fernhalten. Bei erneuter Verwendung besteht das Risiko einer Kreuzinfektion und einer verringerten Leistung. Enthält Chitosan aus Schalentieren – Allergie-Studien zeigen keine unerwünschten Reaktionen. Die Daten sind bei der Medtrade Products Ltd. hinterlegt.

Gegenanzeigen: Nicht bei abdominalen und druckempfindlichen Wunden anwenden. Nicht in Körperhöhlen einführen. Das Medizinprodukt ist nicht für den chirurgischen Gebrauch bestimmt. Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender bzw. Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) für das Medizinprodukt ist in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) verfügbar, wo es mit der Basis-UDI-DI verknüpft ist. Die Eudamed-Website ist <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> und die Basis-UDI-DI ist 506020663BP0993020037.

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.

AUFREISSEN

AUFREISSEN

AUFREISSEN