

REPÄISE

CELOXTM RAPID

Z-taiteltu hemostaattinen side

Yksi side 1,5 m x 7,6 cm

Käyttötarkoitus: tarkoitettu ensihoitajien käytettäväksi ennen sairaalaa hengenvaarallisen verenvuodon tilapäiseen hoitoon hätätapauksessa.

Kohdepotilasryhmä: aikuiset ja lapset, poislukien vastasyntyneet ja vauvat.

VÄLIAIKAISEEN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN



STERILE R



2797

Käyttöohjeet
takana

[www.celoxmedical.com/
instructions-for-use-fi](http://www.celoxmedical.com/instructions-for-use-fi)

REPÄISE

REPÄISE

REPÄISE

REPÄISE

fi Käyttöohjeet:



- 1 Repäise pakkaus auki. Ennen käyttöä tunnista pääverenvuotokohta ja kohdista siihen suoraan painetta. Poista sitten liika veri mahdollisuuksien mukaan. Ota esiin CELOX Rapid ja tartu Z-taitellun siteen päähän.



- 2 Aseta purkautuva CELOX Rapid -side tiukasti suoraan vuotokohtaan. Peitä loput haavasta CELOX Rapid -siteellä tai tavallisella siteellä ihon päältä.



- 3 Jos verenvuoto jatkuu, paina LUJASTI suoraan haavan päältä 1 minuutin ajan tai kunnes verenvuoto lakkaa.



- 4 Ylimääräisen CELOX Rapid -siteen voi repäistä tai leikata pois tarpeen mukaan. Kiedo ja sido sideharsolla, jotta haavaan kohdistuu paine.

- 5 Hävitä jäljelle jäänyt CELOX Rapid biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

- 6 Siirrä potilas hoitopaikkaan mahdollisimman pian.

- 7 Näytä tyhjä pakkaus hoitohenkilökunnalle.



Medtrade Products Ltd.
Electra House, Crewe Business Park,
Crewe, CW1 6GL, UK
www.celoxmedical.com



Obelis S.A., Bd. Général Wahis
53,1030 Brussels, Belgium



MedEnvoy, Prinses Margrietplantsoen
33 – Suite 123, 2595 AM The Hague, The
Netherlands



FG08839131
Kuvaviite: MTP-25-2813
Julkaisupäivä: 8.5.2025

CELOXTM is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.

UDI



TIEDOKSI HOITOPAIKAN HENKILÖKUNNALLE:

1. Poista CELOX Rapid ja iralliset pinta-aiheet haavasta.
2. Huuhtelee koko haava-alue runsaalla sterilillä keittosulaliuoksella.
3. Jatka normaalilla huuhtelulla ja/tai imulla.
4. Varmista, että tuote on kokonaan poistettu haavasta ennen kuin aloitat haavan hoidon.
5. Hävitä erotettu CELOX Rapid ja jäänteet biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

Käytön kesto: laite ja jäänteet on poistettava haavasta 24 tunnin sisällä asettamisesta.

Varoitukset ja varotoimet: Vain ulkoiseen käyttöön. Älä syö. Jos tuotetta on nielty, juo lasi vettä epämiellyttävien tuntemusten välttämiseksi. Sterilijäiden menetys voi aiheuttaa infektiotilaa. Älä steriloitu uudestaan. Vältä tuotteen sisäänhengittämistä. Älä levitä silmien päälle. Jos esiintyy silmä-ärsytystä, huuhtelee vedellä 5 minuutin ajan. Säätyä lasten ulottumattomissa. Uudelleenkäyttö voi johtaa riski-infektioon ja heikentää tuotteen vaikutusta. **Sisältää äyriäisistä saatavaa kitosaania – Allergiatutkimukset eivät osoita haittavaikutuksia. Asiakirja-aineisto Medtrade Products Ltd:stä.**

Vastaindikaatio: älä käytä vatassa oleviin haavoihin tai haavoihin, joita ei voi hoitaa painamalla. Älä aseta kehon onteloihin. Laitetta ei ole tarkoitettu kirurgiseen käyttöön. Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenen pätevä viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee. Laitteen turvallisuuden ja klinisen suorituskyvyn täydentäminen (SSCP) on eurooppalaisessa lääkinällisten laitteiden tietokannassa (Eudamed), missä se on linkitetty UDI-DI-perustunnukseen. Eudamed-sivusto on <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Basic UDI-DI-perustunnus on 5060206638P000302205U.

REPÄISE

REPÄISE