

◀ REPÄISE

REPÄISE ▶

CELOX™ GRANULES

15 g hemostaattisia rakeita

Käyttötarkoitus: tarkoitettu ensihoitajien käytettäväksi ennen sairaalaa hemorragian verenvuodon tilapäiseen hoitoon.

Kohdepotilasryhmä: aikuiset ja lapset, poislukien vastasyntyneet ja vauvat.

VÄLIAIKAISEEN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN



STERILE R

Käyttöohjeet
takana
[www.celoxmedical.com/
instructions-for-use-ifu](http://www.celoxmedical.com/instructions-for-use-ifu)

2797

Käyttöohjeet:

◀ REPÄISE

REPÄISE ▶



1 Käytä suojakäsineitä (jos saatavilla).
Revi CELOX-pakkaus auki.



2 Ennen käyttöä tunnista
pääverenvuotokohta ja kohdista
siihen suora painetta. Poista sitten
liika veri mahdollisuuksien mukaan.



3 Kaada pussin koko
sisälto heti haavaan.
Täytä ihon tason
yläpuolelle.



4 Paina LUJASTI suoraan haavan päältä 5 minuutin ajan siteen avulla. Jos
verenvuoto jatkuu tai alkaa uudelleen, paina suoraan vielä 5 minuutin ajan.
Lisäpussuja voidaan käyttää tarpeen mukaan kyseiseen haavaan tai muihin
haavoihin, jotka edellyttävät kiireellistä hemostaasin käyttöä.



5 Kiedo ja sido sideharso tiukasti siten, että haavaan kohdistuu jatkuva paine
(valmistajan ohjeiden mukaisesti).

6 Siirrä potilas hoitopaikkaan mahdollisimman pian.

7 Näytä tyhjä pakkaus hoitohenkilökunnalle.

8 Hävitä jäljelle jäänyt osat biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

TIEDOKSI HOITOPAIKAN HENKILÖKUNNALLE:

Tämä tuote on erittäin myrkyllinen ja liukeneva hemostaatti.

- Poista geelitulppa haavasta.
- Poista irralliset rakeet ennen huuhtelua.
- Huuhtelee koko haava-alue runsaalla steriilillä
keittosuolaliuoksella.
- Jatka normaallilla huuhtelulla ja/tai imulla.
- Varmista, että hemostaatti on kokonaan poistettu haavasta
ennen kuin aloitat haavan hoidon.
- Hävitä irrotettu geelitulppa ja jäänteet biojätteen paikallisten
vakioprotokollien mukaisesti.

Käytön kesto: laite ja jäänteet on poistettava haavasta 24 tunnin
sisällä asettamisesta.

Varoitukset ja varotoimet: Vain ulkoiseen käyttöön. Älä syö. Jos
tuotetta on nieltä, juo lasi vettä epämielellä tunteiden
välttämiseksi. Steriilijäsen menetykset voi aiheuttaa infektion. Älä
steriloi uudelleen. Vältä tuotteen sisäänhengittämistä. Älä levitä
silmiin päälle. Jos esiintyy silmä-ärsytystä, huuhtelee vedellä 5
minuutin ajan. Säilytä lasten ulottumattomissa. Uudelleenkäyttö
voi johtaa risti-infektioon ja heikentää tuotteen vaikutusta.

**Sisältää äyryäisiä sisältäviä aineita - Allergiatuokimukset
eivät osoita haittavaikutuksia. Asiakirja-aineisto Medtrade
Products Ltd:ssä.**

Vastaindikatiot: Älä käytä vatsassa oleviin haavoihin tai
haavoihin, joita ei voi hoitaa painamalla. Älä aseta kehon
onteloihin. Laitetta ei ole tarkoitettu kirurgiseen käyttöön.
Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapaukset on ilmoitettava
valmistajalle ja sen jäsenmaan pätevälle viranomaiselle, jossa
käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

Laitteen turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn tiivistelmä (SSCP)

on eurooppalaisessa lääketieteellisten laitteiden tietokannassa

(Eudamed), missä se on linkitetty UDI-DI-perustunnistukseen.

Eudamed-sivusto on <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Basic UDI-DI-perustunnus on 506020663B0993020037.

Medtrade Products Ltd, Electra
House, Crewe Business Park, Crewe,
CW1 6GL, UK.
www.celoxmedical.com

EU REP Obelis S.A., Bd. Général Wahis 53,
1030 Brussels, Belgium

MedEnvoy Global BV, Prinses
Margrietplantsoen 33 – Suite 123,
2595 AM The Hague, The Netherlands

REF FG08830361
Kuvaviite: MTP-25-2895
Julkaisupäivä: 22.1.2026

UDI

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.